

● — Génération d'appareils modulaires

modulo 100

Acupuncture et auriculothérapie



L'excellence sur tous les points

**Sedatelec**[®]

modulo 100

Acupuncture

La **mobilité** et l'**autonomie** du Modulo 100 vous permettent de détecter et stimuler les points d'acupuncture localisés sur toutes les zones du corps. Le choix du module électrique direct privilégie la **recherche du minimum d'impédance** d'une zone et de localiser précisément le point. La stimulation électrique ou laser apporte alors d'excellents résultats. Le choix du module acutrodes offre la possibilité de réaliser des **stimulations électriques** sur 1 à 4 points grâce aux électrodes cutanées. Les différents modules **laser** d'une puissance crête de 15 à 75 watts permettent de s'adapter à la profondeur de chaque point.

Auriculothérapie

L'**ergonomie** de la pièce à main, les indications visuelles et sonores du Modulo 100 sont une aide précieuse pour la recherche et le traitement des **points auriculaires pathologiques**. Les modules électriques différentiels permettent la mesure précise des **variations** (augmentation et / ou diminution) d'**impédance cutanée**. En auriculothérapie, cette mesure est un complément indispensable au **diagnostic**. Après la détection, les points ou les zones de l'oreille peuvent être traités par **stimulation électrique, laser, lumineuse, microlaser...**

Réflexothérapie

Un large choix de **modules laser** (15 à 75 watts **pulsé** ou **superpulsé**) ou / et **lumineux** (lumière blanche, rouge et infrarouge...) permet de stimuler des zones cutanées réflexes, points de gate control..., **en surface** ou à des **profondeurs variables**, selon la puissance et la longueur d'onde utilisées.

Applications universelles

L'utilisation du Modulo 100 est adaptée au traitement des **enfants**, des **personnes âgées** et des **patients craintifs** ou **fragiles** (hémophiles ou patients sous traitement anticoagulant...). Le Modulo 100 peut être également utilisé en **traitement local** avec les modules laser pulsés et superpulsés (effets régénérateurs, anti-inflammatoires, antalgiques...).

modulo 100

Innovant, modulaire et évolutif

Personnalisez votre modulo 100, choisissez vos modules...

Base Modulo 100



Support de recharge



2 fréquences
1 balayage
2 niveaux d'énergie



Insertion simple et rapide du module choisi



Electrode de masse
Excellente qualité de contact



Indications visuelles et sonores
Mât rotatif

Electriques



- Module Direct
- Module Différentiel
- Module Différentiel auto GS



> Electrode de masse déportée

Acutrodes



- Module Acutrodes (1 à 4 électrodes)

Lumière



- Module LED Infrarouge
- Module LED Rouge
- Module LED Blanche

Laser



- Module IR 15W pulsé
- Module IR 40W pulsé
- Module IR 75W pulsé
- Module IR 40W Superpulsé

> Lunettes Laser*



* Obligatoires pour le patient lors de l'utilisation des Modules Laser IR 15W, 40W, 75W, 40W SP et conseillées pour le praticien.

Microlaser



- Module Microlaser IR (très faible puissance)

Diagnostic et traitement

Le Modulo 100 permet la localisation rapide et le traitement ciblé des points d'acupuncture (corps - oreille). Son ergonomie, ses qualités techniques et ses indicateurs visuels et sonores permettent une interactivité avec le patient et une parfaite maîtrise de l'acte médical.



modulo 100

Un investissement durable



Votre distributeur :

